

Technische fiche 46.07

Wegwerphandschoenen

NITRIL SUPER NITRO – AQL1.5

NIET STERIEL- NIET GEPOEDERD



1 EIGENSCHAPPEN

- GRONDSTOF : 100 % nitrilrubber
- SOEPEL EN GOEDE PASVORM, met textuur voor extra grip.
- POEDER : niet gepoederd.
- EIWITTEN : geen proteïnegehalte; geschikt voor mensen met latexallergie.
- HOGE WEERSTAND : hoge weerstand, zie migratierapport.
- VOEDINGSKWALITEIT : uitstekend, zie migratierapport. Geschikt voor gealcoholiseerde voedingsmiddelen tot 10 %, alsook vette voeding.
- STERK PUNT : waterdicht, zonder siliconen of weekmakers.
- AQL : 1.5 (EN 455-1)
- VERVALDATUM : 5 jaar na productiedatum.

2 AFMETINGEN

ARTIKEL	MAAT	GEWICHT (Gr)	LENGTE (mm)	BREEDTE (mm)	DIKTE (+/-0.02)		
					Vinger	Palm	Manchet
460771	M (7/8)	8.4 (+0.2)	Min. 240 (+5%)	95 (+/-10)	0.26	0.22	0.10
460788	L (8/9)	9.0 (+0.2)	Min. 240 (+5%)	105 (+/-10)	0.27	0.22	0.10
460795	XL (9/10)	9.8 (+0.2)	Min. 240 (+5%)	115 (+/-10)	0.27	0.23	0.10
460719	XXL (10/11)	10.5 (+0.2)	Min. 240 (+5%)	125 (+/-10)	0.28	0.23	0.10



5 410616 460771 >



5 410616 460788 >



5 410616 460795 >



5 410616 460719 >

Technische fiche 46.07
Wegwerphandschoenen
NITRIL SUPER NITRO – AQL1.5
NIET STERIEL- NIET GEPOEDERD

3 KENMERKEN:

Scheurweerstand		Breekweerstand		Elasticiteit	
Voor versnelde veroudering	Na versnelde veroudering	Voor versnelde veroudering	Voor versnelde veroudering	Na versnelde veroudering	Na versnelde veroudering
14 Mpa	14 Mpa	9 N	6 N	500	400

4 GEBRUIK

100 eenheden. Ambidexter, niet-steriel.

Eénmalig gebruik. Beperking van gebruik gedurende een beperkte tijd.

Controleer voor gebruik of de handschoen niet defect is.

Ze zijn niet geschikt voor machinewerk, omdat er een risico op obstructie bestaat.

Het beschermt de gebruiker tegen vuil en gespecificeerde chemicaliën. Het is bestand tegen micro-organismen en virussen. Alleen voor kleine risico's.

Chemische weerstand kan verschillen als de chemische stof wordt gebruikt in een preparaat. Het werd in het laboratorium geëvalueerd op basis van monsters die alleen uit de handpalm werden genomen.

PBM mogen nooit worden gebruikt voor andere dan de beschreven risico's.

Bewaren in de originele verpakking, beschermd tegen licht, vocht en extreme temperaturen.

Vervaldatum of tijdslimiet van PBM: 5 jaar.

5 REFERENTIE NORMEN

Product:

- Internationale en Amerikaanse normen : ISO / ASTM D6319
- Europese normen : EU 2016/425, EN 420 :2003+A1 :2009, EN 374-1 :2016, EN 374-5 :2016, EN 455 1-2-3-4.
- EEG-richtlijnen : 93/42/EEC, 1935/2004, 10/2011

Productie : ISO 9001 & ISO 13485

- CAT III

EN ISO 374-1:2016 Type B	Level	EN 374-4:2013
n-Heptaan (J)	2	42.3%
Sodium hydroxide 40% (K)	6	-34.7%
Formaldehyde 37% (T)	6	28.6%
Hydrogen peroxide 30% (P)	4	19.9 %
EN ISO 374-5:2016	Level	
Protection against bacteria & fungi	Pass	
Protection against viruses	Pass	

Technische fiche 46.07

Wegwerphandschoenen

NITRIL SUPER NITRO – AQL1.5

NIET STERIEL- NIET GEPOEDERD

Gemeten weerstand	Beschermingsindex
10 minuten	Klasse 1
30 minuten	Klasse 2
60 minuten	Klasse 3
120 minuten	Klasse 4
240 minuten	Klasse 5
480 minuten	Klasse 6

6 KWALITEIT

Karakteristieken	standaard	Inspectieniveau en bemonsteringsplan	AQL en acceptatielimiet
Test waterdichtheid (grote fout)	EN	G1	1.5
Visuele test (grote fout)	EN	G1	2.5
Visuele test (kleine fout)	EN	G1	4.0
Visuele test (kleine fout)	EN	S2	Mediaan
Fysieke maat	EN	S2	Mediaan
Fysieke eigenschappen	ASTM	ASTM D6124-01	Onder de 2mg per handschoen

Naleving van normen

ASTM D6319 - Spécification standard pour gant d'examen en nitrile

	 	ISO 374-1:2016 / Type B  J K T P EN420:2003+A1:2009
		ISO 374-5:2016  VIRUS

(Deze informatie kan wijzigen en wordt gecommuniceerd voor documentaire doeleinden, zonder enige contractuele waarde).